




mirror




OPEN



CLOSE



M-ST270 強湾曲の先端形状



M-WE420 弱湾曲の先端形状




M-SM261 小型の先端形状




周囲組織との摩擦が極限まで少ない鏡面仕上げ

ストレスフリーな剥離を追求した独自先端形状



※写真は M-WE420


エアロストリーム形状
狭いスペースから隙間を広げる



※写真は M-WE420

オフセットチップ形状
先端に引っかからない

先端形状意匠登録出願中



※写真は M-WE420

両開き nobacklash 構造
しっかりとした操作感

製造元 **ハリキ精工株式会社**

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上1-1-1 番地
TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010
URL <http://www.hariki.co.jp>

医療機器製造業許可 33BZ200022
第2種医療機器製造販売業許可 33B2X10003

mirror



*各鉗子の写真は、ほぼ原寸大です。